


## Pulse Dose Oxygen Information Sheet for Passengers

Emirates is pleased to provide supplementary oxygen for your flight. Your doctor has requested the oxygen to be delivered to you as a pulse dose through nasal cannula. This system allows you to speak, eat and drink comfortably while ensuring you are getting the oxygen you require.

### Nasal Cannula

Once you are onboard, the Cabin Crew will fit the nasal cannula to you and start the oxygen flow. For the system to work correctly the cannula prongs must be located inside the nostrils and the tubes over the ears and the collar fitted comfortably under the chin.



### Oxygen Flow

A green light will flash against the flow setting on the oxygen conserver display when you breathe in. Do not be alarmed if you do not feel the oxygen flowing continuously against your face. The pulse dose of oxygen is delivered at the time of breathing in when it can be utilized by the body and will not flow when you are breathing out and cannot use it.

The green light will flash here when oxygen is flowing



## النشرة التعليمية عن جهاز مزود الأوكسجين للركاب

يسر طيران الإمارات بتوفير أوكسجين إضافي على متن رحلتك. لقد طلب طبيبك بتوصيل الأوكسجين إليك بواسطة جهاز نبضات التنفس وذلك من خلال أنبوب للأنف. وستتمكن من التحدث والأكل والشرب مع النظام بصورة طبيعية، مراعيًا في نفس الوقت حصولك بصفة مستمرة على الأوكسجين المطلوب.

### الأنبوب الأنفي

عندما تتركب على متن الطائرة سيقوم طاقم الرحلة بتركيب الأنبوب الأنفي لك وعندها سيبدأ تدفق الأوكسجين منه. و يجب أن تكون إبر الأنبوب داخل الأنف ويكون الأنبوب مثبتاً على الأذنين وحول ياقة العنق بصورة مريحة (كما هو مبين أدناه) لكي يعمل النظام بشكل صحيح.



### تدفق الأوكسجين

سيتهج ضوء أخضر بمؤشر الجهاز عند الشهيق. لا تقلق إذا لم تحس بتدفق الأوكسجين باستمرار على وجهك. ستطلق جرعة نبضية من الأوكسجين عند التنفس وإحتياج الجسم لها ولن تتدفق عند الزفير حيث لا ينبغي ذلك للجسم.

سيتهج الضوء الأخضر هنا عند تدفق الأوكسجين

